

## Thealoz Duo Jel

**Endikasyonlar:** Thealoz Duo Jel, orta dereceli veya şiddetli kuru göz sendromunun tedavisinde gözün korunması, hidrasyonu ve kayganlaştırmasında endikedir. **Uygun Olduğu Kişiler:** Yetişkinler, çocuklar, hamile veya emziren kadınlar. **Kontrendikasyonlar:** Thealoz Duo jelin içeriğindeki maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa kullanmayınız. **Cihazın Tanımı:** Thealoz Duo Jel, trehaloz (%3), sodyum hiyalüronat (%0.15), karbomer (Carbopol 974P, %0.25), sorbitol, sodyum hidroksit ve enjeksiyonluk sudan oluşan bir oftalmik jeldir. Thealoz Duo Jel, steril, fosfat içermeyen, hipotonik ve pH açısından nötr bir sıvı jeldir. Thealoz Duo Jel koruyucu içermediği için gözlere hassas şekilde etki etmektedir. Koruyucu olmaması, oküler dokuların korunmasına olanak sağlamaktadır ve koruyuculara duyarlı kullanıcılarda hiçbir reaksiyona neden olmamaktadır. **Yarar, Performans ve Etki Mekanizması:** Thealoz Duo Jel, orta ve şiddetli kuru göze bağlı gözde rahatsızlık, batma, yabancı madde veya tahriş hissi durumlarında önerilmektedir. Rüzgar, duman, kirlilik, toz, güneşli veya soğuk koşullar, kuru sıcak, klima, uçak yolculukları, uzun saatler boyunca bilgisayar ekranı karşısında çalışılması gibi dış faktörler ile refraktif ve katarakt ameliyatları gibi göz ameliyatları bu semptomlara neden olabilmektedir. Thealoz Duo Jel, gözlerde rahatlık sağlamakta ve kuru göz semptomlarını uzun süreli olarak gidermektedir. Thealoz Duo Jel 'in ana bileşenleri trehaloz, sodyum hiyalüronat ve karbomerdir (Carbopol 974P). Trehaloz, birçok bitki ve hayvanda bulunan doğal bir maddedir ve çok kuru koşullarda dahi bitki ve hayvanların hayatta kalabilmelerini sağlamaktadır. Koruyucu ve hidrate edici özelliklere sahiptir. İnsan gözünde bulunan doğal bir madde olan sodyum hiyalüronat, göz yüzeyini hidrate etmek ve kayganlaştırmak için su tutmaktadır. Çözeltiyi göz yüzeyinde tutarak uzun süreli rahatlama sağlamakta ve oküler yüzeyin iyileşme süresini kısaltmaktadır. Karbomer Thealoz Duo Jel'in göz yüzeyinde daha uzun süre kalmasına olanak vererek, kuru göz belirtileri ve semptomlarını uzun süreli olarak gidermektedir. **Genel Kullanım Önerileri:** Günde 1 ila 4 kez, her göze 1'er damla. Ancak, Thealoz Duo Jel bir jel olduğu için, geceleri yatmadan hemen önce kullanıma özellikle uygundur. Kontakt lens kullanıyorsanız Thealoz Duo Jel kullanmadan önce lenslerinizi çıkarmanız gerekmektedir. Lenslerinizi geri takmadan önce en az 30 dakika bekleyiniz. Kullanmadan önce ellerinizi iyice yıkayınız. Folyo saşeyi açınız ve bir tek kullanımlık flakonu şeritten çıkarınız. Flakonu ters çeviriniz, sallayınız ve jel aşağı inene kadar flakona vurunuz. Flakonu açmak için üstteki kapakçığı döndürerek koparınız. Bulaşmayı önlemek için, flakonun ucunu hiçbir yüzeye değdirmeyiniz. Damla görene kadar sıkınız. Alt göz kapağını aşağı çekerek ve yukarı bakarak, göz kapağının içine bir damla uygulayınız. Uygulamadan sonra gözünüzü kapatınız. İçinde jel kalmış olsa bile, tek kullanımlık flakonu çöpe atınız, saklamayınız. **Kullanım Uyarıları:** Ürünü ilk kez kullanmadan önce ambalajının sağlam olup olmadığını kontrol ediniz. Yalnızca saşeler ve tek kullanımlık flakonlar açılmamışsa kullanınız. Bulaşmayı önlemek için, flakonun ucunu hiçbir yüzeye değdirmeyiniz. Flakonu tekrar kullanmayınız; flakon açıldıktan sonra içeriği mikrobiyal kontaminasyondan korunmamaktadır. Semptomlarınız kötüye giderse veya iyileşmezse doktorunuz veya eczacınızla iletişime geçmeniz gerekmektedir. **Uyarılar:** Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Kullanımdan sonra, görüşünüz bulanıklaşırsa araç veya makine kullanmayınız: birkaç dakika görüşünüzün netleşmesini bekleyiniz. İki farklı göz ürünü kullanırken en az 15 dakika ara veriniz. Thealoz Duo Jel en son kullanılmalıdır. **Yan Etkiler:** Seyrek görülen bir hafif göz tahrişi ve kızarıklık olasılığı. Göz jeli kullanırken, gözde yanma hissi, batma hissi, yabancı madde hissi ve kısa süreli olarak bulanık görme gibi bazı rahatsız edici semptomlar yaşayabilirsiniz. Bu ürünü kullandıktan sonra herhangi bir yan etki yaşarsanız veya olağan dışı bir şey hissederseniz, lütfen doktorunuz veya eczacınızla iletişime geçiniz ve bu bilgiyi dağıtıcı, üretici veya Sağlık Kurumuna bildiriniz. . **Saklama ve İmha Koşulları:** 8 °C ila 30 °C arasındaki sıcaklıklarda saklayınız. Ürününüzü doğrudan güneş ışığına veya neme maruz bırakmayınız. Tek kullanımlık flakonları içinde jel kalmış olsa bile derhal çöpe atınız. Açılmamış tek kullanımlık flakonu ışıktan korumak için saşesinde saklayınız. Açılmamış tek kullanımlık flakonlar saşenin açılmasından bir ay sonrasına kadar kullanılabilir. Tek kullanımlık flakonlarda ve kutuda belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Ürünü bilinçli ve yerel kılavuzlara uygun şekilde imha ediniz **Üretici firma:** Laboratoires Thea, Fransa. **Türkiye'de ithalatçı ve dağıtıcı firma:** Thea Pharma İlaç Tic. Ltd. Şti. Hakkı Yeten Cad. No:10/C Kat:21 Fulya Beşiktaş, İstanbul. [www.theapharma.com.tr](http://www.theapharma.com.tr)



0459

02/19.10.2021

## Thealoz Duo Göz Damlası

**Endikasyonlar:** Thealoz Duo, orta dereceli veya şiddetli kuru göz sendromunun tedavisinde gözün korunması, hidrasyonu ve kayganlaştırmasında endikedir. **Uygun Olduğu Kişiler:** Yetişkinler, çocuklar, hamile veya emziren kadınlar, herhangi bir tür kontakt lens kullanan kişiler. **Kontrendikasyonlar:** Thealoz Duo'yu içeriğindeki maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa kullanmayınız. **Cihazın Tanımı:** Thealoz Duo, trehaloz (%3), sodyum hiyalüronat (%0.15), sodyum klorür, trometamol, hidroklorik asit ve enjeksiyonluk sudan oluşan bir oftalmik çözeltidir. Thealoz Duo, steril, fosfat içermeyen, hipotonik ve pH açısından nötr bir çözüldür. Çözelti, ABAK® çoklu doz şişede tedarik edilmektedir. Bu cihaz, göz damlasını gözenek büyüklüğü 0.2 µm olan bir filtre yoluyla ileterek, herhangi bir koruyucu kullanmaksızın çözeltiyi bakteri bulaşmasını önlemektedir. Bu nedenle, Thealoz Duo koruyucu içermediğinden gözle karşı hassas şekilde etki etmektedir. Koruyucu olmaması, oküler dokuların korunmasına olanak sağlamaktadır ve koruyuculara duyarlı kullanıcılarda hiçbir reaksiyona neden olmamaktadır. **Yarar, Performans ve Etki Mekanizması:** Thealoz Duo, orta ve şiddetli kuru göze bağlı gözde rahatsızlık, batma, yabancı madde veya tahriş hissi durumlarında önerilmektedir. Rüzgar, duman, kirlilik, toz, güneşli veya soğuk koşullar, kuru sıcak, klima, uçak yolculukları, uzun saatler boyunca bilgisayar ekranı karşısında çalışılması gibi dış faktörler ile refraktif ve katarakt ameliyatları gibi göz ameliyatları bu semptomlara neden olabilmektedir. Thealoz Duo, uygulamanın hemen ardından başlayıp tüm gün süren rahatlık sağlayıp göz kuruluğu semptomlarını gidermektedir. Thealoz Duo oküler yüzeyde iyi tolere edilmektedir ve herhangi bir tip kontakt lens kullanan kişiler tarafından kullanılabilir. Thealoz Duo'nun ana bileşenleri trehaloz ve sodyum hiyalüronattır. Trehaloz, birçok bitki ve hayvanda bulunan doğal bir maddedir ve fazlasıyla kuru koşullarda dahi bitki ve hayvanların hayatta kalabilmelerini sağlamaktadır. Koruyucu ve hidrate edici özelliklere sahiptir. İnsan gözünde bulunan doğal bir madde olan sodyum hiyalüronat, göz yüzeyini hidrate etmek ve kayganlaştırmak için su tutmaktadır. Çözeltiyi göz yüzeyinde tutarak uzun süreli rahatlama sağlamakta ve oküler yüzeyin iyileşme süresini kısaltmaktadır. **Genel Kullanım Önerileri:** Günde 4 ila 6 kez, her göze 1'er damla. Kullanmadan önce ellerinizi iyice yıkayınız. Şişeyi açmak için herhangi bir alet kullanmayınız. Alt göz kapağını aşağı çekerek ve yukarı bakarak, göz kapağının içine bir damla uygulayınız. Uygulamadan sonra gözünüzü kapatınız. Şişeyi kullandıktan sonra kapağını geri takınız. **Kullanım Uyarıları:** Bu ürün tek bir hastada birden fazla kez kullanılmaktadır. Başkasına bulaşmayı önlemek için, şişeyi başkalarıyla paylaşmayınız. İlk kullanımdan önce şişedeki kurcalamaya dayanıklı halkanın sağlam olup olmadığını kontrol ediniz. Bulaşmayı önlemek için, şişenin ucunu hiçbir yüzeye değdirmeyiniz. Semptomlarınız kötüye giderse veya iyileşmezse doktrunuz veya eczacınızla iletişime geçmeniz gerekmektedir. **Uyarılar:** Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Kullanımdan sonra, görüşünüz bulanıklaşırsa araç veya makine kullanmayınız, birkaç dakika görüşünüzün netleşmesini bekleyiniz. İki farklı göz ürünü kullanırken en az 10 dakika ara veriniz. Thealoz Duo'yu asla sulandırmayınız veya başka çözeltilerle karıştırmayınız. Şişe ilk kullanımdan sonra düşük atmosferik basınca maruz kalırsa sızdırabilir. **Yan Etkiler:** Seyrek görülen hafif bir göz tahrişi ve kızarıklık olasılığı. Bu tür bir durumda, kontakt lens kullanan kişiler lenslerini çıkarmalıdır. Göz damlası kullanırken, gözde yanma hissi, batma hissi, yabancı madde hissi ve kısa süreli olarak bulanık görme gibi bazı rahatsız edici semptomlar yaşayabilirsiniz. Bu ürünü kullandıktan sonra herhangi bir yan etki yaşarsanız veya olağan dışı bir şey hissederseniz, lütfen doktorunuz ile iletişime geçiniz. **Saklama ve İmha Koşulları:** 8°C ila 30°C arasındaki sıcaklıklarda saklayınız. Ürününüzü doğrudan güneş ışığına veya neme maruz bırakmayınız. Şişede ve kutuda belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Ürün açıldıktan sonra altı ay sonrasına kadar kullanılabilir. Ürünü bilinçli ve yerel kılavuzlara göre imha ediniz **Üretici:** Laboratoires Thea, Fransa. **Türkiye'de İthalatçı ve Dağıtıcı firma:** Thea Pharma İlaç Tic. Ltd. Şti. Hakkı Yeten Cad. No:10/C Kat:21 Fulya Beşiktaş, İstanbul.

[www.theapharma.com.tr](http://www.theapharma.com.tr)



0459

04/8.2.2023